

INSTRUCCIONES PARA LA COLECCIÓN DE OXIUROS PARA PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO.

Las lombrices migran a través del recto y depositan sus huevos en la piel perianal en y alrededor del ano. Los huevos generalmente no se encuentran en muestras de materia fecal.

Los lombrices ponen sus huevos periódicamente en la noche mientras el paciente duerme.

1. Recolectar cuando el paciente despierta primero, antes de ir al baño o bañarse. Puede que necesite recoger más de una muestra. Repetidas muestras deben recogerse en días diferentes.
2. Se le ha suministrado con una paleta de plástico oxiuros en un tubo. Retire el envoltorio de plástico y deseche.
3. Confirme que el recipiente esté etiquetado correctamente;
 - a. Su apellido (paciente),
 - b. la fecha y hora de recolección y
 - c. fecha de nacimiento del paciente
4. Retirar la paleta del tubo. La paleta se unirá a la tapa. Para facilitar la colección, puede retirar la paleta de la tapa. Tenga en cuenta que un lado es pegajoso y está etiquetado como "lado pegajoso".
5. Posición del paciente que pueden separarse las nalgas. Presione el lado pegajoso de la pala contra el ano y la piel alrededor del ano. No introduzca la pala en el ano.
6. Vuelva a colocar la paleta en el tubo de plástico y coloque la tapa firmemente en el tubo.
7. Porque los huevos son muy infecciosos, no tocar el lado pegajoso de la cinta después de recoger a la muestra. Lávese las manos inmediatamente después.
8. Si va a haber una demora de más de una hora en traer a la muestra al laboratorio, conservar refrigerado.

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con atención al cliente llamando al 630-527-3450